

Reflexx S.p.A., Via Passeri 2, 46019 Viadana (MN) | ITALY DISPOSABLE EXAMINATION NITRILE GLOVE

> Reflexx N100 USER INFORMATION SHEET

rev. UIS 01 june 2024



(€ 2797

PPE cat. III. Peg. EU 2016/425 EN ISO 374-1/2016+41/2018 TVPE 4 EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004) EN ISO 21420:2020 and ISO 21420:2020/Amd.1:2022

Chamical compound :		EN ISO 374-1:2018 (A1:2018 TYPE A		EN 374-4(2019
	CCD	Performance level	Breakthrough time	% degradation
n-Heplane		8	×480'	13.2
Sodium Hydraxide 40%	к	8	×430'	-1.2
Ammonium Hydroxide 25%	0	5	>240'	29.0
Hydrogen Percoide 30%	P	6	×430′	7.3
Formaldehyde 37%	т	6	×480′	-12.2
Sulphuric Acid 98%	L	2	×30'	103.0
Nethanol	A	1	>10'	76.7
Isapropyl Alashol		6	>430'	-31.9
Hydrofluoric Apid 40%	S	2	>30'	64,9

Module D on going conformity by 2797 BSI Group The Netherlands B.V. - Say EU type examination (Module B) by 2797 BSI Group Netherlands B.V. - Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands OTHER COMPLIANCE

Medical Device CLASS I | MDR (EU) 2017/745 - EN 455 1,2,3 & 4

Reg. CE 1935/2004 - Reg. UE 10/2011 - DM 21/03/1973 FOOD CONTACT

EN 374-4:2019 Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical



EU Declaration of Conformity on www.reflexx.com

 Disposable examination nitrile glove

 Powder free, non-sterile
 Shape: ambidextrous: five fingers
 Sizes: 6-10
 Please read this USER INFORMATION

 sheet carefully before using the glove.

RECOMMENDATIONS OF USE

Multi-purpose glove to protect the hand and / or the handled product = Glove suitable for contact with pure chemical products for less than the permeation time indicated in the chemical resistance table The results obtained under laboratory conditions may not reflect the service life when used.

WARNINGS

 This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm – where the cuff is tested also) and relates only to the specimen tested. It can be different if the chemical is used in a mixture

The penetration resistance have been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimens . It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation **.** When used protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves . Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections . Before using the product, try it in real conditions . Device subject to wear frequent replacement is recommended and in all cases where imperfections are seen
Wear gloves with clean dry hands
In rare cases where transient hypersensitive skin reactions may occur discontinue use and consult a doctor . The user must inform the manufacturer and the relative authority of any incidents occurring during the use of the protective equipment
Donning – Hold glove by the bead with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each glove finger. Pull by the glove palm to get a good fit. Don the other glove by the same procedure

Doffing – Hold glove bead and pull toward the finger until the



Leaflet: paper PAP22 Recycling bin. Always check the disposal rules of your municipality



glove come off STORAGE AND DISPOSAL

Store at room temperature prevailing in respective countries The expiry date is 3 years from the date of manufacture indicated on the sales package, and is valid for the product properly stored . Gloves are packed in dispenser which is suitable for transports. Keep the gloves in the box when not in use

Gloves must be disposed of according to local

Dichiarazione di Conformità UE su www.reflexx.com

 Guanto monouso in nitrile da esaminazione
 Senza polvere, non sterile
 Forma: ambidestro, cinque dita = Taglie: 6-10 = Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'utilizzo del guanto.

RACCOMANDAZIONI D'USO

Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato
Guanto idoneo al contatto con prodotti chimici puri per un periodo inferiore al tempo di permeazione indicato in tabella di resistenza chimica a l risultati ottenuti in condizioni di laboratorio possono non riflettere la durata effettiva in uso. AVVERTENZE

Questa informativa non riflette la reale resistenza chimica che è stata testata in laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è di lunghezza pari o superiore a 400 mm - dove viene testata anche la manichetta) e si riferisce solo al campione testato. Può essere diversa se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela 🗉 La resistenza alla penetrazione è valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo ai campioni testati 🖬 Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dal test a seconda della temperatura, dell'abrasione e della degradazione 🛚 Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. I movimenti, l'impigliarsi, lo sfregamento, il deterioramento causato dal contatto chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione è il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici = Prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni 🛽 Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo

Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite

 Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un

 medico • L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo. • Per calzare - Tenere il guanto per il bordino con una mano. Allineare il police del guanto con il police dell'altra mano e far scorrere la mano nel guanto, un dito in ogni dito del guanto. Tirare il palmo del guanto per ottenere una buona vestibilità. Indossare l'altro guanto con la stessa procedura . Per sfilare: tenere il bordino del quanto e tirare indietro le dita finché il quanto non si toglie.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

Conservare a temperatura ambiente prevalente nei rispettivi paesi = La scadenza indicata è valida per il prodotto debitamente conservato nella confezione di vendita I guanti sono confezionati in un dispenser adatto al trasporto. Conservare i guanti nella scatola quando non vengono utilizzati = Smaltire secondo le normative locali. Per maggiori informazioni vedi codice OR Dichiarazione di Conformità UE su www.reflexx com



Gants d'examen en nitrile Non poudrés, Non stériles Forme: cinq doigts ambidextres Tailles: 6-10 • Veuillez lire attentivement cette fiche d'INFORMATION UTILISATEUR
 • • Handschuh geeignet für den Kontakt mit reinen Chemikalien für einen Zeitraum, avant d'utiliser le gant

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

 Gant polyvalent pour la protection de la main et/ou du produit manipulé = Gant adapté au contact avec des produits chimiques purs pendant une période inférieure au temps de perméation indiqué dans le tableau de résistance chimique

Les résultats obtenus protect against mechanical dans des conditions de laboratoire peuvent ne pas refléter la durée effective durant isks and ionizing radiation. l'utilisation

AVERTISSEMENTS

 Cette note d'information ne reflète pas la résistance chimique réelle avant été testée en laboratoire sur des échantillons prélevés uniquement sur la paume (sauf dans les cas où le gant est d'une longueur égale ou supérieure à 400 mm - où l'on testera également la manchette) et se réfère uniquement à l'échantillon testé. La résistance chimique peut différer si la substance chimique est utilisée dans un mélange . La résistance à la pénétration est évaluée dans des conditions de laboratoire et se réfère uniquement aux échantillons testés = Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles de l'essai de type, en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation . Lorsqu'ils sont usagés, les gants de protection peuvent fournir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements des propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer dans le choix de gants résistant aux produits chimiques . Avant l'emploi, inspecter les gants pour détecter tout défaut ou imperfection . Avant d'utiliser le produit, l'essayer dans des conditions d'utilisation réelles • Matériel sujet à l'usure, à remplacer fréquemment notamment en cas d'imperfections visibles • Porter les gants sur des mains sèches et propres • Dans les rares cas de réactions cutanées transitoires et d'hypersensibilité, cesser l'utilisation et consulter un médecin . L'utilisateur doit signaler au fabricant et à l'autorité compétente d'éventuels incidents survenus pendant l'utilisation du dispositif de protection

Pour enfiler: tenir le gant par le bord avec une main. Aligner le pouce du gant par rapport au pouce de l'autre main et faire glisser la main dans le gant, un doigt Enfiler l'autre gant en suivant la même procédure

Pour retirer : tenir le bord du gant et

STOCKAGE ET ÉLIMINATION DES GANTS

Conserver à la température ambiante prédominante dans les pays respectifs . La date de péremption indiquée est valable pour le produit dûment conservé dans l'emballage dans lequel il est vendu = Les gants sont emballés dans un distributeur adapté au transport. Conserver les gants dans leur boîte lorsqu'ils ne sont pas utilisés • Éliminer conformément aux réglementations locales. Pour plus d'informations, consulter le code QR • Déclaration nformité UE disponible sur le site www.reflexx.com

Guantes de examen de nitrilo = Sin polvo, No estériles = Tamaño:: ambidiestra: cinco

PRECAUCIONES DE USO

adecuado para el contacto con productos químicos puros durante un periodo inferior al tiempo de permeación indicado en la tabla de resistencia química 🗉 los resultados obtenidos en condiciones de laboratorio pueden no refleiar la duración efectiva del uso. ADVERTENCIAS

· Esta información no refleja la resistencia química real que ha sido probada en el laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma (excepto cuando el guante sea de una longitud igual o superior a 400 mm, en cuyo caso también se prueba el puño) y se refiere únicamente a la muestra probada. La resistencia química puede ser diferente si el producto químico se utiliza en una mezcla . La resistencia a la penetración se evalúa en condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a las muestras probadas . Se recomienda comprobar que los guantes sean adecuados para cada finalidad específica debido a que las condiciones en el lugar de trabajo pueden variar respecto a las del ensavo de tipo dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación
Una vez utilizados, es posible que los guantes protectores ofrezcan menor resistencia a las sustancias químicas debido a cambios en sus propiedades físicas. Los movimientos y enganches, así como la fricción y degradación causada por el contacto químico etc. pueden reducir considerablemente la vida útil del quante. En el caso de sustancias químicas corrosivas, la degradación puede ser el factor más importante que ha de considerarse para la elección de quantes resistentes a sustancias químicas • Antes del uso inspeccionar los quantes para detectar posibles defectos o imperfecciones Probar el producto en condiciones reales de uso antes de utilizarlo . Dispositivo sujeto a desgaste, se recomienda el cambio frecuente y siempre que se observen imperfecciones ■ Tener las manos secas y limpias al ponerse los guantes ■ En caso de que observe reacciones cutáneas transitorias y de hipersensibilidad, suspenda el uso y consulte a un médico = El usuario deberá informar al fabricante y a la autoridad competente de cualquier accidente que se produzca durante el uso del EPI. • Para ponérselo: sujetar el guante por el reborde con una mano. Alinear el pulgar del guante con el pulgar de la otra mano y deslizar la mano dentro del guante, introduciendo cada dedo en el dedo correspondiente del guante. Tirar de la palma del guante para adaptarlo perfectamente a la mano. Ponerse el otro guante siguiendo el mismo procedimiento el Para retirarlo: sujetar el reborde del guante y tirar hacia atrás los dedos hasta guitar el guante.

CONSERVACIÓN Y ELIMINACIÓN DE LOS GUANTES

Conservar a la temperatura ambiente predominante en los respectivos países . La fecha de caducidad indicada tiene validez para el producto conservado debidamente en el envase de venta - Los guantes están envasados en un dispensador adecuado para el transporte. Conservar los quantes en la caja cuando no se utilicen

Desechar según la normativa local. Para mayor información, ver el código QR 🛚 Declaración de conformidad UE en www.reflexy.com



 Nitril-Untersuchungshandschuhe
 Puderfrei, Nicht steril
 Form: fünf Finger beidhändig = Größen: 6-10 = Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt vor dem Gebrauch.

VODSICHTSMASSNAHMEN

 Mehrzweckhandschuh zum Schutz der Hand bzw. des manipulierten Produktes der kürzer ist als die in der Tabelle zur Chemikalienbeständigkeit angegebene Permeationszeit

Die unter Laborbedingungen erzielten Ergebnisse spiegeln möglicherweise nicht die tatsächliche Nutzungsdauer wider.

WARNHINWEISE

Diese Angaben spiegeln nicht die tatsächliche Chemikalienbeständigkeit wider, die im Labor anhand von Proben getestet wurde, die nur an der Handfläche des Handschuhs entnommen wurden (außer bei Handschuhen mit einer Länge von 400 mm oder mehr, bei denen auch die Stulpe getestet wird). Sie beziehen sich demnach ausschließlich auf die getestete Probe. Die Chemikalienbeständigkeit kann variieren, wenn der chemische Laborbedingungen geprüft und bezieht sich ausschließlich auf die getesteten Proben Wir empfehlen Ihnen sicherzustellen, dass die Handschuhe für den vorgesehenen Zweck eignet sind, denn die Bedingungen am Arbeitsplatz können von der Typprüfung nach Temperatur, Abrasion und Zersetzung abweichen.

Bei Verwendung können Schutzhandschuhe aufgrund der Änderungen der physikalischen Eigenschaften eine geringere Resistenz gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufweisen. Bewegungen, längenbleiben, Reiben, Zersetzung durch den Kontakt mit der Chemikalie etc. können die tatsächliche Lebensdauer deutlich verringern. Bei korrosiven Chemikalien kann eine Zersetzung der wichtigste zu berücksichtigende Faktor bei der Auswahl von chemisch resistenten Handschuhen sein.
Vor der Verwendung sind die Handschuhe auf Defekte oder Unvollkommenheiten zu prüfen. . Vor Verwendung des Produktes muss es unter den tatsächlichen Verwendungsbedingungen getestet werden = Ausrützur unterliegt Verschleiß, ein Austausch wird häufig und in allen Fällen, in denen Mängel vorhanden sind, empfohlen = Handschuhe nur über saubere und trockene Hände ziehen 🛯 In den seltenen Fällen, in denen es zu vorübergehenden Hautreaktionen und Überempfindlichkeiten kommen kann, muss die Verwendung unterbrochen werden und einen Arzt aufsuchen

Der Benutzer hat dem Hersteller und der zuständigen Den Daumen des Handschuhs mit dem Daumen der anderen Hand ausrichten, mit der Hand in den Handschuh schlüpfen und jeden Finger in einen Handschuhfinger stecken. An der Handfläche des Handschuhs ziehen, um einen guten Sitz zu gewährleisten. Den anderen Handschuh nach demselben Verfahren anziehen


Zum Ausziehen: Den Handschuh am Rand festhalten und in Richtung Fingerspitzen von der Hand abziehen

LAGERUNG UND ENTSORGUNG DER HANDSCHUHE

Bei der im jeweiligen Land üblichen Raumtemperatur lagern
Das angegebene Die Handschuhe bei Nichtgebrauch in der Verpackung aufbewahren

Gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Für weitere Informationen siehe OR-Code

EU-Konformitätserklärung unter www.reflexx.com



Pregledovalne rokavice iz nitrila • brez pudra. Nesterilne • Oblika: petorstne. dvolična. • Velikosti: 6-10
Pred uporabo rokavic pozorno preberite ta uporabniška navodila

PREVIDNOSTNI UKREPI PRI UPORABI

Guante polivalente para proteger la mano v/o el producto manipulado . Guante ... Večnamenska rokavica za zaščito rok in/ali izdelka s katerim se rokuje ... Rokavice so primerne za kontakt s čistimi kemičnimi snovmi za čas, ki je krajši od prebojnega časa, navedenega v razpredelnici kemične odpornosti • Rezultati, pridobljeni v laboratorijskih pogojih morda ne odražajo dejanskega uporabnega časa.

OPOZORILA

 Te informacije ne odražajo dejanske kemične odpornosti, ki je bila preizkušena v laboratorijskih pogojih na vzorcih, vzetih samo iz dlani (razen v primerih, ko je rokavica dolga 400 mm ali več – kjer je preizkušena tudi manšeta) in se nanašajo le na preizkušen vzorec. Kemična odpornost se lahko razlikuje, če se kemična snov uporablja v zmesi 🔳 Preboina odpornost je ovrednotena v laboratorijskih pogojih in se nanaša samo na preizkušene vzorce • Priporočljivo je preveriti, ali so rokavice primerne za predvideno uporabo, saj se pogoji na delovnem mestu lahko razlikujejo od tistih pri preizkusu tipa, v odvisnosti od temperature, površinske obrabe in razgradnje 🔳 Med uporabo so zaščitne rokavice lahko mani odporne proti nevarnim kemikalijam zaradi spremembe fizikalnih lastnosti, Premiki, pregibanje, drgnjenje, razkroj zaradi kemičnega stika itd. lahko bistveno zmanišajo čas dejanske uporabnosti rokavic. V primeru jedkih kemikaliji je razgradnja lahko najpomembnejši dejavnik pri izbiri rokavic, odpornih na kemikalije • Pred uporabo preverite rokavice glede morebitnih napak in pomaniklijvosti

Pred uporabo izdelka ga preizkušajte v realnih okoliščinah uporabe = Izdelek izpostavljen obrabi, priporoča se podosta menjava vedno ko se opazijo pepravilnosti . Pokavice posite na subih in čistih rokah 🛚 V redkih primerih, ko lahko pride do prehodnih kožnih reakcij in preobčutljivosti, uporabo prekinite in se posvetujte z zdravnikom • Uporabnik mora proizvajalca ali pristojni organ obvestiti o morebitnih nesrečah, ki so se zgodile med uporabo opreme. • Nanašanje: rokavico z eno roko primite za rob. Palec rokavice poravnaite s palcem druge roke in potisnite roko v rokavico, v vsak prst rokavice po en prst. Povlecite osrednji del rokavice, dokler se popolnoma ne prilega dlani. Po enakem postopku si nadenite drugo rokavico • Odstranjevanje: primite rob rokavice in prste povlecite proti nazaj, dokler se rokavica ne sname

RANJEVANJE IN ODLAGANJE ROKAVIC

 Hraniti pri sobni temperaturi, ki prevladuje v posameznih državah

 Označeni rok

 trajanja velja za izdelek, ki je ustrezno shranjen v prodajni embalaži • Rokavice so pakirane v vsebniku, primernem za prevoz. Ko rokavice ne uporabljate, jih shranite v škatlo • Odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi. Za več informacij si oglejte QR kodo = Izjava o skladnosti EU na www.reflexx.com



 Εξεταστικά γάντια νιτριλίου
 Μη αποστειρωμένα, χωρίς πουδρα
 Σχήμα: πέντε δάχτυλα, αμφιδέξια . Μεγέθη: 6-10 . Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το φύλλο ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το γάντι.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Γάντια πολλαπλών χρήσεων για την προστασία των χεριών και/ή των γειοιζόμενων ποσϊόντων γάντια Ε Γάντια ιδανικά για επαφή με καθαρά χημικά προϊόντα για το χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει τον χρόνο αντίστασης που αναγράφεται στον πίνακα χημικής αντίστασης αποτελέσματα που λαμβάνονται σε εργαστηριακές συνθήκες ενδέχεται να μην αποτυπώνουν την πραγματική διάρκεια χρήσης.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

GR

Το παρόν ενημερωτικό δελτίο δεν αποτυπώνει την πραγματική χημική αντίσταση που έχει υποβληθεί σε δοκιμή σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα που ελήφθησαν μόνο από την παλάμη (εξαιρουμένων των περιπτώσεων που τα γάντια σε μήκος είναι ίσα ή μεγαλύτερα των 400 mm - όπου υποβάλλεται σε δοκιμή και το μανίκι) και αναφέρεται μόνο στο δείγμα που υποβλήθηκε σε δοκιμή. ΤΕνδέχεται η χημική αντίσταση να είναι διαφορετική σε περίπτωση που η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μορφή μίγματος - Η αντοχή στη διείσδυση αξιολογείται σε εργαστηριακές αυνθήκες και αναφέρεται μόνο στα δείνματα που υποβάλλονται σε δοκιμή 🔳 Συνιστάται να ελένξετε ότι τα νάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση επειδή οι αινθήκες στον χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν από τον έλεγχο τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την φθορά. Όταν χρησιμοποιούνται, τα προστατευτικά γάντια ενδέχεται να παρέχουν λιγότερη αντίσταση στην επικίνδυνη χημική ουσία λόγω των αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Οι κινήσεις, το πιάσιμο, η τριβή. η φθορά που προκαλούνται από την επαφή με τη χημική ουσία κ.λπ. μπορεί να μειώσουν σημαντικά το χρόνο της πραγματικής χρήσης. Για τις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η φθορά μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να εξετάσει κανείς κατά την επιλογή των ανθεκτικών σε χημικές ουσίες γαντιών. ατέλειες Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, να το δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες χρήσης Το γάντι είναι μια συσκευή υπόκειται σε φθορά, έτσι συχνή αντικατάσταση συνιστάται και σε όλες τις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται ατέλειες 🛛 Να φοράτε γάντια με στεγγά, καθαρά χέρια 🗉 Σε σπάνιες περιπτώσεις, παροδικές δερματικές αντιδράσεις και αντιδράσεις υπερευαισθησίας μπορεί να εμφανιστούν E Στην περίπτωση της αντίδρασης, διακόμτε τη χρήση και συμβουλευτείτε γιατρό E Ο χρήστης πρέπει να ενημερώσει τον κατασκευαστή και την αρμόδια Αρχή για ενδεχόμενα ατυχήματα που συνέβησαν κατά τη χρήση του μέσου. 🖬 Για να το φορέσετε: κρατήστε το γάντι από την άκρη με το ένα χέρι. Ευθυγραμμίστε τον αντίχειρα του γαντιού με τον αντίχειρα του άλλου χεριού και αφήστε το χέρι για κυλήσει μέσα στο γάντι, ένα δάχτυλο τη φορά. Τραβήξτε την παλάμη του γαντιού για να στρώσει. Φορέστε το άλλο γάντι με την ίδια διαδικασία 🔳 Για να το βγάλετε: κρατήστε την άκρη του γαντιού και τραβήξτε τα δάχτυλα προς τα πίσω μέχρι να βγάλετε τελείως το γάντι



Declaratia de conformitate UE pe www.reflexx.com


Mănuși din nitril, de unică folosință, pentru examinare = fără pulbere, nesterile = Formă: ambidextră; cinci degete = Mărimi: 6-10 = Înainte de utilizare, vă rugăm să citiți cu atenție aceste informații de utilizare.

SFATURI DE UTILIZARE

Mănuși multifuncționale pentru a proteja mâna și/sau produsul manipulat; pot fi folosite și pentru uz general • Mănuși adecvate pentru contactul cu substanțe chimice pure pentru o perioadă mai mică decât timpul de permeabilitate indicat în tabelul de rezistență chimică = Rezultatele obținute în condiții de laborator pot să nu reflecte durata reală de utilizare

AVERTIZĂRI

 Aceste informatii nu reflectă rezistenta chimică reală testată în laborator pe esantioane prelevate numai din palmă (cu exceptia cazului în care mănusa are o lungime de 400 mm sau peste - când este testată și manseta) și se referă numai la esantionul testat. Rezistenta chimică poate fi diferită dacă substanta chimică este utilizată într-un amestec Rezistenta la penetrare este evaluată în conditii de laborator si se referă numai la



dans chaque doigt du gant. Tirer la paume du gant pour obtenir un bon ajustement

tirer les doigts en arrière jusqu'à ce que le gant s'enlève

Declaración de Conformidad UE en www.reflexx.com

dedos • Tallas: 6-10 • Lee atentamente la presente informativa antes proceder al uso.

eșantioanele testate 🛚 Vă recomandăm să vă asigurați că mănușile sunt potrivite pentru 🛛 prodiranje procjenjuje se u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitane uzorke utilizarea dorită, deoarece conditiile la locul de muncă pot să difere față de situația testului, în funcție de temperatură, abraziune și stadiu de deteriorare. • Pe durata utilizării, mánusile de protectie pot avea o rezistentă mai mică la substanta chimică periculoasă, din cauza modificărilor proprietătilor fizice. Miscările, întinderile, frecarea, deteriorare etc. cauzate de contact chimic, pot reduce în mod semnificativ timpul efectiv de utilizare. În cazul substantelor chimice corozive, deteriorarea poate fi cel mai important factor de luat în considerare, în alegerea mănușilor rezistente la substanțe chimice. • Înainte de utilizare, asigurați-vă că mănușile nu prezintă defecte sau imperfecțiuni. • Înainte de a utiliza produsul, încercați-l în condițiile reale de folosință = Dispozitiv supus uzurii. Se recomandă înlocuirea frecventă și în orice caz înlocuirea în caz de împerfectiuni. • Purtați mănușile pe mâinile uscate și curate. 🛯 în anumite cazuri pot apărea reacții cutanate temporare si hipersensibilitate • În cazul unei reactii, întrerupeți utilizarea și consultați un medic • Utilizatorul trebuie să semnaleze producătorului și autorității competente eventualele incidente apărute pe parcursul utilizării echipamentului. tineti mănusa de margine cu o singură mână. Aliniati degetul mare al mănusii cu degetul mare al celeilaite mâini și introduceți mâna în mănusă, cu câte un deget în fiecare deget al mănușii. Trageți de palma mănușii pentru a obține o potrivire adecvată. Puneți cealaltă mănușă foloșind aceeasi procedură • Pentru îndepărtare: țineți marginea mănușii și trageți degetele înapoi până când mănusa se desprinde.

STOCAREA SI ELIMINEAREA

A se depozita la temperatura camerei prevalentă în țara de utilizare 🛚 Data de expirare indicată este valabilă pentru produsul depozitat în mod corespunzător în ambalajul de vânzare • Mănusile sunt ambalate într-un distribuitor adecvat pentru transport. Păstrati mănușile în cutie atunci când nu le folositi . Eliminati-le în conformitate cu reglementările locale. Pentru informații suplimentare, consultați codul OR - Declarația de conformitate UE pe www.reflexx.com

BG ЕС декларация за съответствие на www.reflexx.com

 Нитрилни ръкавици за еднократна употреба за диагностика.
 Без пудра, нестерилни в Форма; две еднакви десни, пет пръста в Размери; 6-10 в Прочетете внимателно информационната бележка преди употребата на ръкавиците.

ПРЕПОРЪКИ ЗА УПОТРЕБА

 Многофункционални ръкавици за защита на ръцете и/или на обработвания продукт • Ръкавица, подходяща за контакт с чисти химически продукти за период, по-кратък от времето на проникване, посочено в таблицата за химическа устойчивост в Резултатите, получени в лабораторни условия, може да не отразяват действителната продължителност при използване.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

 Тази информация не отразява действителната химическа устойчивост, която е тествана в лаборатория с проби, взети само от дланта (освен в случаите, когато ръкавицата е с дължина 400 мм или повече – и е тестван също и маншетът) и се отнася само за тествания образец. Химическата устойчивост може да е различна, ако химическото вещество се използва в смес в Устойчивостта на проникване е определена в лабораторни условия и се отнася само за тестваните образци . Препоръчваме Ви да проверите дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от резултатите на теста в зависимост от температурата, износването и разяждането. Ако се използват, защитните ръкавици могат да не гарантират добра устойчивост на опасното химическо вещество поради промени във физическите свойства. Движенията, оплитането, триенето, износването, причинено от химическия допир или друго може да намали значително действителното време на употреба. При разяждащите химикали, влошаването на качеството е най-важният фактор, който трябва да вземете под внимание при избора на ръкавици, устойчиви на химически продукти в Преди употреба, проверете ръкавиците за наличие на дефекти или други недостатъци. в Преди употребата изпробвайте продукта в реални условия работа в Материал, подлежащ на износване, препоръчва се честа смяна и винаги, когато забележите дефекти в Използвайте ръкавиците на сухи и чисти ръце в В редките случаи, когато могат да се появят преходни кожни реакции поради свръхчувствителност, прекъснете употребата и потърсете лекарска помощ. В редките случаи, когато могат да се появят преходни кожни реакции поради свръхчувствителност, прекъснете употребата и потърсете лекарска помощ. В За слагане: дръжте ръкавицата за ръба с една ръка. Подравнете палеца на ръкавицата с падеца на другата ръка и плъзнете ръката си като вкарате всеки пръст в съответния пръст на ръкавицата. Издърпайте дланта на ръкавицата, за да прилепне лобре. Поставете другата ръкавица по същия начин в За сваляне: хванете ръба на оъкавицата и издърпайте пръстите си назад, докато ръкавицата се свали.

СЪХРАНЕНИЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ

 Да се съхранява на стайна температура
 Съхранявайте в оригиналните кутии, на тъмно и сухо място
 Не излагайте на пряка слънчева светлина и източници на топлина в Срокът на годност на продукта е 3 години от датата на производство, посочена върху опаковката, и важи само за правилно съхранен продукт • Изхвърляйте употребените ръкавици съгласно съответните действащи разпоредби.



EU iziava o usklađenosti na www.reflexx.com

 Jednokratne nitrilne rukavice za ispitivanie
 Bez pudera, nesterilne
 Forma: ambidekstrozne, pet prstiju = Veličine: 6-10 = Pažljivo pročitati Uputstvo za Upotrebu prije korištenia rukavica

PREPORUKE ZA UPOTREBU

• Višenamjenske rukavice za zaštitu ruku i/ili proizvoda kojim se rukuje • Rukavica pogodna za kontakt sa čistim kemijskim proizvodima u razdoblju kje je kraće od vremena prodiranja navedenog u tablici kemijske otpornosti = Rezultati koji su dobijeni u laboratorijskim uvjetima možda neće pokazivati stvarno trajanje uporabe.

UPOZORENJA

 Ove informacije ne pokazuju stvarnu kemijsku otpornost koja je ispitana u laboratoriju iz uzoraka uzetih samo s dlana (osim u slučajevima kada je rukavica duga 400 mm ili više - gdje se također ispituje manšeta) i odnosi se samo na ispitani uzorak. Kemijska otpornost može biti drugačija ako se kemikalija koristi u mješavini • Otpornost na

www.reflexx.com

uslovi na radnom mjestu mogu biti drugačiji od onih prilikom testiranja zavisno od temperature, abrazije i degradacije = Ukoliko su već korištene, zaštitne rukavice mogu pružiti manju otpornost na opasne hemijske supstance radi promjene fizičkih svojstava. Pokreti, zakačivanje, trljanje, dotrajalost uzrokovana hemijskim kontaktom itd. mogu značajno smanjiti efektivni vremenski period korištenja. Za korozivne hemijske proizvode, degradacija je najvažniji faktor koji treba uzeti u obzir prilikom izbora rukavica otpornih na hemijska sredstva . Prije upotrebe pregledati rukavice kako biste uočili eventualna oštećenja ili nedostatke . Prije korištenja proizvoda, isprobati ga u stvarnim uslovima upotrebe . Artikal je podložan trošnosti, tako da se preporučuje česta zamjena, kao i u svim slučajevima kada se uoče imperfekcije • Stavljati rukavice na suhe i čiste ruke • U rijetkim slučajevima u kojima se jave prolazne reakcije na koži ili preosjetljivost, obustaviti upotrebu i posavjetovati se sa liječnikom. • Korisnik mora prijaviti proizvođaču i nadležnim organima svaku eventualnu nezgodu tokom korištenja ove opreme. • Za stavljanje jednom rukom držite rukavicu za manšetu. Poravnajte palac rukavice s palcem druge ruke i gurnite ruku u rukavicu, po jedan prst u svaki prst rukavice. Povucite dlan rukávice kako bi rukavica dobro odgovarala. Navucite drugu rukavicu istim postupkom 🛚 Za skidanje: uhvatite rub rukavice i povucite prste prema natrag dok se rukavica ne skine. SKLADIŠTENJE I ODLAGANJE

 Čuvajte na sobnoj temperaturi koja prevladava u dotičnim zemljama

 Navedeni rok

 važenja vrijedi za proizvod koji se pravuilno pohranjuje u prodajnom pakiranju = Rukavice su zapakirane u dozator koji je pogodan za transport. Čuvajte rukavice u kutiji kada ih ne koristite = Bacite sukladno lokalnim propisima. Za više informacija pogledajte QR kod = EU deklaracija o sukladnosti na www.reflexx.com

· Preporučuje se provjeriti prikladnost rukavica za predviđenu upotrebu budući da

EU-megfelelőségi nyilatkozat a www.reflexx.com oldalon

 Egyszer használatos nitril vizsgálókesztyű
 Pormentes, nem steril
 Alak: mindkét kézen hordható, öt ujjas = Méretek: 6-10 = A kesztyű használata előtt figyelmesen olvassa el az útmutatót.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

 Több célra alkalmas kesztvű a kéz és/vagy a kezelt termék védelmére vegyi anyagokkal a vegyi ellenállás táblázatban meghatározott áteresztési időnél rövidebb ideig tartó érintkezésre alkalmas ∎ Lehetséges, hogy a laboratóriumi körülmények között kapott eredménvek nem tükrözik a tényleges használati időtartamot.

FIGYELMEZTETÉSEK

 Ez az információ nem tükrözi a laboratóriumban, csak a tenyérről származó mintán uzgati (kivéve a 400 mm cs. a nacoració innoza), Esta del jesto San nazo hine y kivéve szgati (kivéve a 400 mm cs. a nacoració hosza bel kesztycki esetében, a melyeknek a szárdi is vizsgálták), tényleges vegyi ellenállást, és csak a vizsgált mintára vonatkozik. A vegyi anyag keverékenek használate esetén a vegyi ellenállást etől eltérő léhet = A behatolási ellenállás értékelése laboratóriumi körülmények között történt, és csak a vizsgált mintákra vonatkozik a Javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a kesztyű megfelelő-e a tervezett használathoz, mivel a munkahelyi körülmények hőmérséklettől, kopástól és bomlástól függően eltérhetnek a teszttől • Használat esetén a védőkesztvűk kevésbé tudnak ellenállni a veszélyes vegyi anyagoknak a fizikai tulajdonságok megváltozása miatt. Mozgások, beakadás, dörzsölés, kémiai érintkezés által okozott kopás stb. jelentősen csökkentheti a tényleges használati időt. Maró vegyi anyagok esetében a bomlás a legfontosabb szempont, amelyet figyelembe kell venni a vegyszerálló kesztvűk kiválasztásakor - Használat előtt ellenőrizze a kesztyűt, nincs-e rajta hiba vagy hiányosság A terméket használat előtt próbália ki a valódi felhasználási körülmények kopásnak kitett terméket javasolt gyakran cserélni, és minden esetben, hibát észlel • Száraz és tiszta kézen viselie a kesztvűket • Ritkán átmeneti bőrreakciók és túlérzékenység fordulhat elő, ilyen esetben függessze fel a használatot és forduljon orvoshoz. • A felhasználónak jeleznie kell a gyártó, illetve az illetékes hatóság felé a termék használata során esetlegesen előfordult baleseteket. ■ Felhúzás: egyik kezével fogja meg a kesztyű szegélyét. A másik keze hűvelykujját igazítsa össze a kesztyű hűvelykujjával és csúsztassa bele a kezét a kesztyűbe úgy, hogy egy-egy ujjat csúsztat a kesztyű ujjaiba. A jobb illeszkedésért húzza meg a kesztyű tenyerét. Az eljárást megismételve húzza fel a másik kesztyűt is Levételhez: fogja meg a kesztyű peremét, és húzza hátra az ujjait addig, amíg a kesztyű le nem jön.

NO EU-samsvarserklæring på www.reflexx.com

 Engangs undersøkelseshanske i nitril
 Pudderfri, usteril
 Form: passer til begge hender, fem fingre . Størrelser: 6-10 . Les informasjonsmerknaden nøye før bruk av hansken

ANBEFALINGER FOR BRUK

Flerbrukshanske for beskyttelse av hånden og/eller det håndterte produktet . Hanske egnet for kontakt med rene kiemikalier i en periode som er kortere enn gjennomtrengningstiden angitt i kjemisk resistenstabell

Resultatene oppnådd under laboratorieforhold gienspeiler ikke med sikkerhet den faktiske varigheten i bruk

ADVARSLER

 Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske kjemiske motstanden som er testet i laboratorium fra prøver tatt kun fra håndflaten (unntatt i tilfeller hvor hanskens lengde er 400 mm eller mer) - hvor mansjetten også er testet) og gjelder kun kjemikaliet som er testet. Den kjemiske motstanden kan være annerledes hvis kjemikaliet brukes i en blanding . Penetrasjonsmotstanden er vurdert under laboratorieforhold og gjelder kun de testede prøvene . Det anbefales å kontrollere at hanskene egner seg til den påtenkte bruken siden forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra testen avhengig av temperatur, abrasjon og nedbrytning = Ved bruk kan vernehansker gi mindre motstand mot det farlige kjemikaliet på grunn av endringer i de fysiske egenskapene. Bevegelser, sammenfiltring, gnissing, nedbryting forårsaket av kjemisk kontakt, osv. kan redusere effektiv brukstid betydelig. For etsende kjemikalier er nedbrytning den viktigste faktoren en må ta i betraktning ved valg av kjemikalieresistent hanske = Kontroller hanskene nøve for feil eller defekter før bruk . Før bruk av produktet, prøv det i reelle bruksforhold . Utstyr utsatt for slitasje, det anbefales hyppig utskifting og i alle tilfeller dersom det oppstår skader = Bruk hanskene på tørre og rene hender = I sjeldne tilfeller hvor forbigående hudreaksjoner og overfølsomhet kan oppstå, avslutt bruken og oppsøk lege. = Brukkeren må rapportere til produsenten og kompetent myndighet om ulykker som oppstår under bruk av utstyret. • Hvordan ta på hansker: hold hansken i mansjettkanten med én hånd. Rett inn hansketommelen med tommelen på den andre hånden og skyv hånden inn

i hansken, en finger inn i hver hanskefinger. Trekk i hanskens håndflate for å få god passform. Ta på den andre hansken på samme måte

Hvordan ta av hansker: hold i nansjettkanten og trekk fingrene bakover inntil hansken går av.

OPPBEVARING OG AVHENDING

 Oppbevares ved romtemperatur rådende i de respektive land utløpsdatoen gjelder for produkt som er behørig lagret i salgsemballasjen

Hanskene er pakket i en dispenser som er egnet for transport. Oppbevar hanskene i esken når de ikke er i bruk • Avhending i henhold til lokale forskrifter. For ytterligere informasjon se QR-kode = EU-samsvarserklæring på www.reflexx.com

Vyhlásenie o zhode EÚ na www.reflexx.com



Jednorazové wšetrovacie rukavice z nitrilu . Nepudrované nesterilné . Tvar oboiručné päťprstové • Veľkosť: 6-10 • Pred použitím rukavíc si pozorne prečítajte informácie o ich používaní

ODPORÚČANIA PRE POUŽITIE

 Viacúčelové rukavice na ochranu rúk a/alebo produktu, s ktorým sa manipuluje Rukavice vhodné na kontakt s čistými chemickými látkami po dobu kratšiu, než je čas permeácie, uvedený v tabuľke chemickej odolnosti = Výsledky získané v laboratórnych podmienkach nemusia plne vystihovať celkovú dobu používania

UPOZORNENIA

 Tieto informácie nevvstihujú skutočnú chemickú odolnosť, ktorá bola testovaná v laboratórnych podmienkach na vzorkách odobraných len z dlane (okrem rukavíc s dĺžkou 400 mm a viac – v týchto prípadoch sa testuje aj predlakťová časť) a vzťahuje sa len na testovanú vzorku. Ak sa chemická látka používa v zmesi, môže byť chemická odolnosť odlišná
Odolnosť proti prieniku sa posudzuje v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa len na testované vzorky

Odporúčame skontrolovať, či sú rukavice vhodné na plánované použitie keďže podmienky na pracovisku sa môžu líšiť od tých pri testovaní v závislosti od teploty, odierania, alebo degradácie
Používané ochranné rukavice môžu tiež poskytnúť nižšiu odolnosť voči nebezpečným chemickým látkam z dôvodu zmien fyzikálnych vlastností. Pohyby pri manipulácii, trenie, zadrhnutie, poškodenie pri chemickom kontakte atd., môžu výrazne skrátiť efektívnu životnosť rukavíc. Pri manipulácii s korozívnymi chemikáliami je degradácia naizávažnejším faktorom, ktorý ie potrebné zohľadniť pri výbere ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám • Pred použitím dôkladne skontrolujte prípadný výskyt chýb, alebo poškodení na rukaviciach Pred použitím produktu ho vyskúšajte v skutočných podmienkach použitia

Rukavice sú wrobok s nadmerným sklonom k opotrebovaniu, odporúčarne ich častú výmenu a tiež vždy, keď dôjde k ich viditeľnému poškodeniu 🛛 Rukavice si navlečte na čisté a suché ruky = V ojedinelých prípadoch, pri ktorých by došlo ku prechodným kožným reakciám a podráždeniu pokožky, prerušte používanie a poradte sa s lekárom. = Používateľ musí výrobcovi a príslušným orgánom nahlásiť prípadné nehody, ku ktorým došlo počas používania ochrannej pomôcky. • Navlečenie rukavice: jednou rukou chytte rukavicu za okraj a otočte tak, aby palec druhej zodpovedal palcu rukavice. Vsuňte ruku dovnútra a postupne vkladaite prstv ruku do prstov rukavice. Potiahnite dlaňovú časť rukavice, abv dobre ležala. Rovnakým spôsobom si navlečte aj druhú rukavicu = Stiahnutie rukavice podržte okraj rukavice a vyťahujte prsty von, kým nebude rukavica zvlečená.

SKLADOVANIE A LIKVIDÁCIA

 Uchovávajte pri teplote prostredia, ktorá prevláda v danej krajine
 Uvedená životnosť platí pre výrobok riadne uložený v pôvodnom predajnom obale • Rukavice sú balené do zásobníka vhodného pre prepravu. V čase, keď sa nepoužívajú, ich uchovávajte v krabici Likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Ďalšie informácie nájdete v QR kóde = EÚ whlásenie o zhode na www.reflexx.com



 Dorezë ekzaminimi njëperdorimshe, nitril = Pa pudër, jo-sterile = Forma; e përdorshme në të dyja duart, pësë gishta = Masa: 6-10 = Para përdorimit të dorezës lexoni me kujdes Shënimet Informuese

UDHËZUES PËRDORIMI

Dorezë e përshtatshme për përdorime të shumëlloishme për mbroitien e dorës dhe/ ose të produktit të traituar = Dorashkë e përshtatshme për kontakt me produkte kimike të pastra për një perjudhë më të shkurtër se koha e depërtimit të treguar në tabelën e rezistencës kimike = Rezultatet e marra në kushte laboratorike mund të mos pasqyrojnë kohëzgiatien aktuale në përdorim.

VËREJTJE

 Ky informacion nuk pasqyron rezistencën aktuale kimike që është testuar në laborator nga mostrat e marra vetëm nga pjesa e pëllëmbës së dorashkës (përveç rasteve kur dorashka është 400 mm ose më shumë në gjatësi - ku edhe maniketa është testuar) dhe i referohet vetëm kampionit të testuar. Rezistenca kimike mund të ndryshojë nëse kimikati përdoret në një përzierje . Rezistenca ndaj depërtimit vlerësohet në kushte laboratorike dhe i referohet vetëm kampionëve të testuar 🛚 Rekomandohet të kontrolloni nëse dorezat janë të përshtatshme për përdorimin e dëshiruar sepse kushtet në vendin e punës mund të ndryshojnë nga kushtet e testimit në varësi të temperaturës, gërryerjes dhe degradimit . Në rast kur dorezat mbrojtëse janë të përdorura mund të sigurojnë rezistencë më të ulët ndaj substancave kimike të rrezikshme për shkak të ndrvshimeve në karakteristikat fizike. Lëvizjet, ngatërrimi, fërkimi, përkeqësimi i shkaktuar nga kontakti kimik etj. mund të ulin në mënyrë të konsiderueshme kohën efektive të përdorimit. Për produktet kimike gërryese, degradimi është faktori më i rëndësishëm që duhet të merret parasysh në zgjedhjen e dorezave rezistente ndaj produkteve kimike . Para përdorimit, kontrolloni dorezat për difektet ose mungesat e mundshme . Para se të përdorni produktin provojeni në gjendjen reale të përdorimit • Paisje që dëmtohet nga përdorimi, rekomandohet zëvendësimi i shpeshtë dhe në të gjitha rastet kur shihen difekte • Vishni dorezat me duar të thata dhe të pastra • Në raste të rralla kur mund shfaqen reaksione kalimtare dhe hipersensibiliteti në lëkurë, pezulloni përdorimin dhe konsultohuni me mjekun. • Përdoruesi duhet të informojë prodhuesin dhe autoritetin përkatës për incidente të mundshme ajatë përdorimit të PMI-së. • Për ta veshur: mbajeni dorashkën tek bordi me njërën dorë. Drejtoni gjishtin e madh të dorashkës me gjishtin e madh të dorës tjetër dhe rrëshqitni dorën në dorashkë; fusni një gjisht në secilin gjisht të dorashkës. Tërhiqeni pëllëmbën e dorashkës për të ta përshtatur më mirë në dorë. Vendosni dorashkën tjetër duke ndjekur të njëjtën procedurë 🛚 Për ta hegur: mbajeni bordin e dorashkës dhe tërhiqni gishtat mbrapa derisa dorashka të hiqet

KONSERVIMI DHE ASGJËSIMI

 Ruajeni në temperaturën e ambientit të shteteve përkatëse
 Data e treguar e skadencës është e vlefshme, për produktin e ruaitur ashtu sic duhet, në paketimin e shities

Dorashkat janë të paketuara në një dispenser të përshtatshëm për transport. Ruajini dorezat në kuti kur nuk janë në përdorim • Hidhini ato sipas rregullave lokale. Për më shumë informacion, shihni kodin OR • Deklarata e Konformitetit të BE-së në www. reflexx com



EU deklaracija o sukladnosti na www.reflexx.com

Nitralne rukavice za ispitivanje za jednokratnu upotrebu = Bez praha, nesterilne = Oblik: za obje ruke, pet prstiju = Veličine: 6-10 = Prije upotrebe rukavica pažljivo pročitati osnovne informacije

PREPORUKE ZA UPOTREBU

 Višenamjenske rukavice za zaštitu ruku i/ili proizvoda kojime se rukuje = Rukavica prikladna za kontakt s čistim kemikalijama u razdoblju kraćem od vremena prodiranja navedenoga u tablici otpornosti na kemikalije · Rezultati dobiveni u laboratorijskim uvjetima možda ne odražavaju stvarno trajanje prilikom uporabe.

UPOZORENJA

 Ove informacije ne odražavaju stvarnu kemijsku otpornost ispitanu u laboratoriju na uzorcima uzetim samo s dľana (osim u slučajevima kad je rukavica dužine 400 mm ili više - gdje se ispituje i manšeta) i odnose se samo na ispitani uzorak. Kemijska otpornost može biti drukčija ako se kemijska tvar koristi u mješavini = Otpornost na prodiranje procijenjena je u laboratorijskim uvjetima i odnosi se samo na ispitane uzorke • Preporučuje se provjeriti jesu li rukavice prikladne za namjeravanu uporabu, jer se uvjeti na radnom mjestu mogu razlikovati od uvjeta pri ispitivanju u pogledu temperature, abrazije i razgradnje (degradacije) = Ako se upotrebljavaju, zaštitne rukavice mogu pružiti manju otpornost na opasnu kemikaliju zbog promjena fizičkih svojstava. Pokreti zapetliavanje trlianje propadanje uzrokovano kemijskim kontaktom itd. mogu znatno smaniiti vrijeme stvarnog korištenja. Za korozivne kemikalije razgradnja je najvažniji čimbenik koji treba uzeti u obzir pri odabiru rukavica otpornih na kemikalije Prije upotrebe pregledati rukavice kako biste ustanovili oštećenja ili nedostatke - Prije upotrebe proizvoda, isprobajte ga u stvarnim uvjetima upotrebe 🛚 Proizvod je podložar habaniu, preporučuje se česta zamiena te zamiena u svim slučajevima gdie se uoče nepravilnosti 🛚 Nositi rukavice na suhim i čistim rukama 🗉 U rijetkim slučajevima kada mogu nastati prolazne kožne reakcije i preosjetljivost kože, prekinuti upotrebu i zatražiti savjet liječnika. 🛚 Korisnik treba obavijestiti proizvođača i nadležno tijelo o mogućim neśrecáma koje su se dogodile za vríjeme korištenja opreme. • Za navlačenje: držite rukavicu jednom rukom za rub. Poravnajte palac rukavice s palcem druge ruke i gurnite ruku u rukavicu, po jedan prst u svaki prst rukavice. Povucite dlan rukavice kako bi dobro prionula. Navucite drugu rukavicu istim postupkom 🛛 Za skidanje: uhvatite rub rukavice i povucite prste prema natrag dok se rukavica ne skine.

ČUVANJE I ZBRINJAVANJE

 Čuvati na sobnoj temperaturi koja prevladava u dotičnim zemljama

 Navedeni

 rok valjanosti vrijedi za pravilno čuvan proizvod u prodajnom pakiranju = Rukavice su zapakirane u dozator pogodan za transport. Čuvajte rukavice u kutiji kada ih ne koristite Proizvod odložite u skladu s lokalnim propisima. Za sve dodatne informacije pogledajte QR šifru = EU Izjava o sukladnosti na www.reflexx.com



6-10 · Kształt: pięciopalcowe, oburęczne · Należy uważnie zapoznać się niniejszą INSTRUKCJA przed użyciem rekawic.

RODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

 Wielofunkcyjna rekawica chroniaca dłoń i / lub obsługiwany produkt, może być również użwana do ogólnych zastosowań

Rekawice odpowiednie do kontaktu z czystymi produktami chemicznymi przez czas krótszy niż czas wytrzymałości materiału wskazany w tabeli odporności chemicznej - Wyniki uzyskane w warunkach laboratoryjnych moga nie odzwierciedlać rzeczywistego okresu użytkowania.

OSTRZEŻENIE

 Informacje te nie odzwierciedlają rzeczywistej odporności chemicznej, która została przebadana w laboratorium na próbkach pobranych tylko z dłoni (z wyjatkiem przypadków, gdy długość rękawicy wynosi 400 mm lub więcej, gdzie testowany jest również mankiet) i odnosi się tylko do przebadanej próbki. Odporność chemiczna może być inna, jeśli substancja chemiczna jest użyta w mieszance 🛚 Odporność na przesiakanie jest oceniana w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do przebadanych próbek . Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od próby typu w zależności od temperatury, ścierania i degradacji. . Zużyte rękawice ochronne są mniej odporne na niebezpieczne substancje chemiczne ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, drgania, tarcie, degradacja spowodowane kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku substancji chemicznych powodujących korozję degradacja jest najważniejszym czynnikiem, który powinien być brany pod uwagę przy doborze rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi. • Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem ewentualnych rekawicy do kciuka drugiej dłoni i wsuń dłoń w rekawice, po jednym palcu w każdy palec rekawicy. Pociądnii dłoń rekawicy, aby odpowiednio ja dopasować. Załóż druga rękawice za pomoca tej samej procedury . Zdejmowanie: przytrzymaj krawędź rękawicy i wyciagnij palce, aż rekawica zostanie zdieta.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA REKAWIC

 Przechowywać w temperaturze pokojowej powszechnie występującej w danym kraju = Podana data ważności jest ważna dla produktu prawidłowo przechowywanego w opakowaniu, w którym jest sprzedawane . Rękawice są pakowane w podajnik przystosowany do transportu. Nieużywane rękawice należy przechowywać w pudełku = Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Więcej informacji znajduje się w kodzie QR = Deklaracja zgodności UE znajduje się na www.reflexx.com

SG01-LF-RSN100-F-R1

