

reflexx®

IN SAFE HANDS

Reflexx S.p.A., Via Passeri 2, 46019 Viadana (MN) | ITALY

DISPOSABLE EXAMINATION NITRILE GLOVE

Reflexx N350
USER INFORMATION SHEET
rev. UIS 04 feb. 2022



CE 2797

PPE cat. III Reg. EU 2016/425 EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B,
EN ISO 374-5:2016 VIRUS (ISO 16604:2004)
EN ISO 21420:2020


Chemical compound	EN ISO 374-1:2016+A1:2018 TYPE B	EN 374-4:2019		
OOD	Performance level	Breakthrough time	% degradation	
Sodium Hydroxide 40%	K	6	>480	2,8
Sodium Hypochlorite 10-13%		6	>480	29,9
Sulfuric Acid 50%		6	>480	50,8
Glycium bromide 5%		6	>480	>12,9
Formaldehyde 37%	T	3	>90	24,5
Glyoxyaldehyde 50%		6	>480	4,5
Phenol 0,1%		6	>480	9,4
n-Hexane	J	0	<10	45,7
Methanol in water 15%		6	>480	>12,3
Isopropanol 70%		0	<10	30,6
Nitric Acid 65%	M	0	<10	69,4
Acetic Acid 95%	N	0	<10	97,9
Ammonium Hydroxide 25%	O	0	<10	>8,0
Hydrogen Peroxide 30%	P	4	>120	32,1

Module D on going conformity by 2797 BSI Group The Netherlands B.V. - Say Building, John M. Keynesplein 9, 1066 EP Amsterdam, Netherlands
EU type examination (Module B) by 2777, SATRA TECHNOLOGY EUROPE LIMITED, Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, D15 2YN2, Ireland.

OTHER COMPLIANCE:

- Medical Device CLASS I | Reg. EU 2017/745 - EN 455 1,2,3 & 4

Reg. CE 1935/2004 - Reg. UE 10/2011 - DM 21/03/1973
FOOD SAFE certified by: Chelab S.r.l., a Merieux NutriScience company Via Fratta, 25, 31023 RESANA (TV) Italy
EN 374-4: 2013 Degradation results indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.



EN

Declaration of Conformity on www.reflexx.com

■ Disposable examination nitrile glove ■ Powder free, non-sterile ■ Shape: ambidextrous; five fingers ■ Sizes: 6-10 ■ Please read this USER INFORMATION SHEET carefully before using the glove.

RECOMMENDATIONS OF USE

■ Multi-purpose glove to protect the hand and/or the handled product, can also be used for general uses. ■ This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. ■ The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only (except in cases where the glove is equal to or over 400 mm – where the cuff is tested also) and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. ■ It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. ■ When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. ■ Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. ■ The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. ■ Donning – Hold glove by the bead with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each glove finger. Pull by the glove palm to get a good fit. Don the other glove by the same procedure. ■ Doffing – Hold glove bead and pull toward the finger until the glove come off.

WARNINGS

■ Before using the product, try it in the real condition of use. ■ The glove is a device subject to wear, so frequent replacement is recommended and in all cases where imperfections are observed. ■ Wear gloves with dry, clean hands. ■ In rare cases, transient skin reactions and hypersensitivity reactions may occur. ■ In case of reaction, discontinue use and consult a doctor. ■ The user must inform the manufacturer and the relative authority of any incidents occurring during the use of the protective equipment.

STORAGE AND DISPOSAL

■ Store the gloves in their original packaging in a dry place. ■ Do not expose to direct sunlight and heat sources. ■ The expiry date is 3 years from the date of manufacture indicated on the sales package, and is valid for the product properly stored. ■ Gloves must be disposed of according to local regulations.

IT

Dichiarazione di Conformità su www.reflexx.com

■ Guanto monouso in nitrile da esame/igiene. ■ Senza polvere, non sterile. ■ Forma: ambidestro, cinque dita. ■ Taglie: 6-10. ■ Leggere attentamente la Nota Informativa prima dell'utilizzo del guanto.

RACCOMANDAZIONI D'USO

■ Guanto polivalente a protezione della mano e/o del prodotto manipolato. ■ Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul posto di lavoro e la differenziazione tra miscele e sostanze chimiche pure. ■ Questa informativa non riflette la reale resistenza chimica che è stata testata in laboratorio da campioni prelevati solo dal palmo (tranne nei casi in cui il guanto è di lunghezza pari o superiore a 400 mm - dove viene testata anche la manichetta) e si riferisce solo alla sostanza

chimica testata. Può essere diverso se la sostanza chimica viene utilizzata in una miscela. ■ Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto perché le condizioni sul luogo di lavoro possono differire dal test secondo la temperatura, l'abrasione e della degradazione. ■ Se utilizzati, i guanti protettivi possono fornire una minore resistenza alla sostanza chimica pericolosa a causa di cambiamenti nelle proprietà fisiche. I movimenti, l'impigliarsi, lo sfregamento, il deterioramento causato dal contatto chimico ecc. possono ridurre significativamente il tempo di utilizzo effettivo. Per i prodotti chimici corrosivi, la degradazione è il fattore più importante da considerare nella scelta dei guanti resistenti ai prodotti chimici. ■ Prima dell'uso, ispezionare i guanti per individuare eventuali difetti o imperfezioni. ■ La resistenza alla penetrazione è stata valutata in condizioni di laboratorio e si riferisce solo al campione testato. ■ Per calzare - Tenere il guanto per il bordo con una mano. Allineare il pollice del guanto con il pollice dell'altra mano e far scorrere la mano nel guanto, un dito in ogni dito del guanto. Tirare il palmo del guanto per ottenere una buona vestibilità. Indossare l'altro guanto con la stessa procedura. Per sfilare: tenere il bordo del guanto e tirare indietro le dita finché il guanto non si toglie.

AVVERTENZE

■ Prima di utilizzare il prodotto provarlo nella reale condizione di utilizzo. ■ Dispositivo soggetto ad usura, si raccomanda la sostituzione frequente e in tutti i casi in cui si vedano imperfezioni. ■ Indossare i guanti con le mani asciutte e pulite. ■ Nei rari casi in cui si possano verificare reazioni cutanee transitorie e di ipersensibilità, sospendere l'utilizzo e consultare un medico. ■ L'utilizzatore deve segnalare al fabbricante e all'autorità competente eventuali incidenti occorsi durante l'uso del dispositivo.

CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO

■ Conservare nelle scatole originali al buio, in luogo asciutto. ■ Non esporre alla luce diretta del sole e a fonti di calore. ■ Durata del prodotto è di 3 anni dalla data di produzione riportata sul pack ed è valida solo per il prodotto correttamente conservato. ■ Smaltire i guanti usati secondo le relative normative in vigore.

FR

Déclaration de Conformité sur www.reflexx.com
Gants d'examen en nitrile. ■ Non poudrés, Non stériles. ■ Forme: cinq doigts ambidextres. ■ Tailles: 6-10. ■ Veuillez lire attentivement cette fiche d'INFORMATION UTILISATEUR avant d'utiliser le gant.

PRECAUTIONS D'EMPLI

■ Gant polyvalent pour la protection de la main et/ou du produit manipulé. ■ Cette information n'exprime pas la durée effective de protection sur le lieu de travail et la distinction entre les mélanges et les produits chimiques purs. ■ Cette note d'information ne reflète pas la résistance chimique réelle qui a été évaluée en laboratoire sur des échantillons prélevés uniquement de la paume de la main (sauf dans les cas où les gants sont de 400 mm ou plus - dans ces cas le poignet aussi a été soumis aux essais), et qui concerne uniquement le produit chimique testé. La résistance peut varier si le produit chimique est utilisé dans un mélange. ■ Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'utilisation prévue, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer de celles de l'essai de type en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. ■ Lorsqu'ils sont usagés, les gants de protection peuvent fournir moins de résistance au produit chimique dangereux en raison de changements des propriétés physiques: les transitoires, les frotements, les frottements, la dégradation causée par le contact chimique, etc. peuvent réduire considérablement le temps d'utilisation réel. Pour les produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer dans le choix de gants résistants aux produits chimiques. ■ Avant l'emploi, inspecter les gants pour détecter tout défaut ou imperfection. ■ La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. ■ Enfilage - Tenez le gant par la partie de la main. Alignez le pouce du gant avec le pouce de l'autre main et glissez votre main dans le gant, un doigt dans chaque doigt de gant. Tirez par la paume du gant pour un bon ajustement. ■ Enfilez l'autre gant en suivant la même procédure. ■ Enlèvement - Tenez le talon du gant et tirez vers le doigt jusqu'à ce que le gant se détache.

AVERTISSEMENTS

■ Avant d'utiliser le produit, l'essayer dans des conditions d'utilisation réelles. ■ Matériel sujet à l'usure, à remplacer fréquemment notamment en cas d'imperfections visibles. ■ Porter les gants sur des mains sèches et propres. ■ Dans les rares cas de réactions cutanées transitoires et d'ipersensibilité, cesser l'utilisation et consulter un médecin. ■ L'utilisateur doit signaler au fabricant et à l'autorité compétente d'éventuels incidents survenus pendant l'utilisation du dispositif de protection.

STOCKAGE ET ELIMINATION DES GANTS

■ Entreposer les gants dans leur emballage d'origine, dans un milieu sec. ■ Ne pas les exposer à l'alumière directe du soleil et à des sources de chaleur. ■ La date d'expiration survient 3 ans après la date de production indiquée sur l'emballage de vente et s'applique pour le produit correctement stocké. ■ Eliminer les gants utilisés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'élimination des déchets.

ES

Declaración de Conformidad en www.reflexx.com

■ Guantes de examen de nitrilo. ■ Sin polvo, No estériles. ■ Tamaño: ambidiestro, cinco dedos. ■ Tallas: 6-10. ■ Leer atentamente la presente informativa antes proceder al uso.

PRECAUCIONES DE USO

■ Guante polivalente para proteger la mano y/o el producto manipulado. ■ Esta información no refleja la duración efectiva de la protección en el lugar de trabajo ni la distinción entre mezclas de sustancias químicas puras. ■ Esta información no refleja la resistencia efectiva contra las sustancias químicas, ya que la evaluación se ha realizado en condiciones de laboratorio a partir de muestreadoras de la palma únicamente (excepto para los guantes iguales o superiores a 400 mm, donde también se pone a prueba el puño) y se refiere únicamente a la sustancia química testada. ■ Los resultados pueden ser diferentes si la sustancia química es utilizada en una mezcla. ■ Se recomienda verificar que los guantes convienen a su uso previsto, ya que las condiciones específicas debido a que las condiciones en el lugar de trabajo pueden variar respecto a las del ensayo de tipo dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación. ■ Una vez utilizados, es posible que los guantes protectores ofrezcan menor resistencia a las sustancias químicas debido a cambios en sus propiedades físicas. Los movimientos y engranajes, así como la fricción y degradación causados por el contacto químico, etc. pueden reducir considerablemente el tiempo de uso real. Para los productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante que ha de considerarse para la elección de guantes resistentes a sustancias químicas. ■ Antes del uso inspeccionar los guantes para detectar posibles defectos o imperfecciones. ■ La resistencia a la penetración se ha evaluado bajo condiciones de laboratorio y se refiere únicamente a la muestra analizada. ■ Colocación: sujete el guante por el cordón con una mano. Alinee el pulgar del guante con el pulgar de la otra mano y deslice su mano en el guante, un dedo en cada dedo del guante. Tire de la palma del guante para obtener un buen ajuste. Coloque el otro guante siguiendo el mismo procedimiento. ■ Retirada: sujete el cordón del guante y tire hacia el dedo hasta que se salga.

ADVERTENCIAS

■ Probar el producto en condiciones reales de uso antes de utilizarlo. ■ Dispositivo sujeto a desgaste, se recomienda el cambio frecuente y siempre que se observen imperfecciones. ■ Usar los guantes con las manos secas y limpias. ■ En raras ocasiones, se puede observar reacciones cutáneas transitorias y de hipersensibilidad, suspender el uso y consultar a un médico. ■ El usuario deberá informar al fabricante y a la autoridad competente de cualquier accidente que se produzca durante el uso del EPI.

CONSERVACION Y ELIMINACION DE LOS GUANTES

■ Guardar los guantes en su envase original en un lugar seco. ■ No exponer los

guantesdirectamente a la luz solar ni a fuentes de calor. ■ La fecha de caducidad es de 3 años desde la fecha de fabricación indicada en el envase de venta y es válida para aquellos productos conservados correctamente. ■ Deschar los guantes usados de acuerdo con el reglamento de eliminación correspondiente.

D Konformitätserklärung unter www.reflexox.com
■ Nitril-Untersuchungshandschuhe ■ Puderfrei, Nicht steril ■ Form: fünf Finger beidhändig ■ Größen: 6-10 ■ Bitte lesen Sie dieses Informationsblatt vor dem Gebrauch

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Mehrzweckhandschuh zum Schutz der Hand bzw. des manipulierten Produktes
- Kontaminierte Handschuhe dürfen nicht wiederverwendet werden ■ Diese Information spricht nicht die ausschließliche chemische Resistenz wider. Die Tests wurden unter Laborbedingungen von Proben, die ausschließlich der Handfläche entnommen wurden (außer in jenen Fällen, in denen der Handschuh gleich oder über 400 mm ist - denn dann wird auch das Bündchen getestet) durchgeführt und gelten nur für die getesteten Chemikalien. Bei Verwendung der Chemikalie in einer Mischung kann es zu Abweichungen kommen. ■ Wir empfehlen Ihnen sicherzustellen, dass die Handschuhe für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, denn die Bedingungen am Arbeitsplatz können von der Überprüfung je nach Temperatur, Abrasion und Zersetzung abweichen. ■ Bei Verwendung können Handschuhhandschuhe aufgrund der Änderungen der physikalischen Eigenschaften eine geringere Resistenz gegenüber der gefährlichen Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Hängenbleiben, Reiben/Zersetzung durch den Kontakt mit der Chemikalie etc. können die tatsächliche Lebensdauer des Handschuhs verringern. ■ Die korrekte chemischen kann eine Zersetzung der wichtigste zuberückstehende Faktor bei der Auswahl von chemisch resistenten Handschuhen sein. ■ Vor der Verwendung sind die Handschuhe auf Defekte oder Unvollkommenheiten zu prüfen. ■ Die Durchdringungsfestigkeit wurde unter Laborbedingungen untersucht und gilt lediglich für die untersuchte Probe ■ Anziehen - Halten Sie den Handschuh mit einer Hand an der Perle. Richten Sie den Handschuh dann mit dem Daumen der anderen Hand aus. Schieben Sie Ihre Hand in den Handschuh, einen Finger in jeden Handschuhfinger. Ziehen Sie an der Handschuhhandfläche, um eine gute Passform zu erhalten. Ziehen Sie den anderen Handschuh auf die gleiche Weise an ■ Abziehen - Halten Sie die Handschuhperle fest und ziehen Sie sie zum Finger, bis sich der Handschuh löst.

WARNHINWEISE

- Vor Verwendung des Produktes muss es unter den tatsächlichen Verwendungsbedingungen getestet werden ■ Ausrüstung unterliegt Verschleiß, ein Austausch wird häufig und in allen Fällen in denen Mängel vorhanden sind, empfohlen ■ Handschuhe nur über saubere und trockene Hände ziehen ■ In den seltenen Fällen, in denen es zu vorübergehenden Hautreaktionen und Überempfindlichkeiten kommen kann, muss die Verwendung unterbrochen werden und einen Arzt aufsuchen ■ Der Benutzer hat dem Hersteller und der zuständigen Behörde etwaige Vorfälle zu melden, die während des Gebrauchs des Produkts eintreten sind.

LAGERUNG UND ENTSORGUNG DER HANDSCHUHE

- Die Handschuhe in ihrer Originalverpackung trocken lagern. ■ Die direkte Sonneneinstrahlung sowie die direkte Einwirkung von Wärmegewellen ist zu vermeiden ■ Handschuhe sind zu vermeiden ■ Die Verkaufsverpackung mit den angegebenen Herstellungsdatum und bezieht sich auf das richtig gelagerte Produkt ■ Entsorgen Sie verwendete Handschuhe in Übereinstimmung mit den entsprechenden Abfallverbringungsverordnungen.

SLO

Izjava o skladnosti na www.reflexox.com
■ Pregledovane rokavice iz nitrila ■ brez pudra, Nesterilne ■ Oblika: petprstne, dvočlana ■ Velikost: 6-10 ■ Pred uporabo rokavic pozorno preberite ta UPORABNIŠKA NAVODILA

PREVIDNOSTNI UKREPI PRI UPORABI

- Večnamenska rokavica za zaščito rok in/ali izdelka, s katerim se rokuje ■ Ti podatki ne odražajo edinstvene kemične odpornosti, ocenjene v laboratorijskih pogojih samo na podlagi vzorcev z dlanji (razen v primerih, ko je rokavica enaka ali večja od 400 mm - pri čemer se testira tudi manšeta), in senašeno saj samo na testirane kemikalije. Ta vrednost je lahko drugačna, v primerih, ko je rokavica zrna ali pripodobi, ali so rokavice primarne za previdnostne uporabe, saj se pogoji nadelovanja mestu lahko razlikujejo od tistih pri preizkusu tipa, v odvisnosti od temperature, površinske obrabe in razgradnje. ■ Med uporabo so zaščitne rokavice lahko manj odporne proti nevramnikemilijam zaradi spremembe fizikalnih lastnosti. Premiki, pregibanje, drgnjenje, razkroj zaradi kemične stika itd. lahko bistveno zmanjšajo čas dejanske uporabnosti rokavic. V primerih, ko je kemikalija je razgradnja lahko najpomembnejši dejavnik pri izabi rokavic, odpornih na kemikalije. ■ Pred uporabo preverite rokavice glede morebitnih napak in pomanjkljivosti ■ Odpornost protiproduktu je bila ocenjena v laboratorijskih pogojih in se nanaša le na preizkušene vzorce ■ Nošenje - Z eno roko primate rokavico za krogičlo. Palec rokavice poravnajte z drugim palcem in positno roko v rokavico, en prst v vsak prst rokavice. Za dobro prilaganje potegnite za dlan rokavice. Po enakem postopku nataknite drugo rokavico. ■ Odstranitev - Držite rokavico in povlecite prstu, dokler se rokavica ne odlepi.

OPZORILA

- Pred uporabo izdelka ga preizkušajte v realnih okoliščinah uporabe ■ Izdelek izpostavljenobrabi, priporoča se pogosta menjava, vedno ko se opazijo nepravilnosti ■ Rokavice nosite nashin v čistih rokah ■ V redkih primerih, ko lahko pride do prehodnih kožnih reakcij in preobčutljivosti, uporabo prekinite in se posvetujte z zdravnikom ■ Uporabnik mora poznavajala ali pristojni organ obvestiti o morebitnih nesrečah, ki so se zgodile med uporabo opreme.

SHRANJEVANJE IN ODLAGANJE ROKAVIC

- Rokavice shranjujte v originalni embalaži na suhem mestu. ■ Ne izpostavljajte ga neposredni svetlobi, visoki vlažnosti, visoki temperaturi. ■ Datum skladiščenja uporabite najmanj leta od datuma proizvodnje navedenega na prodajnem paketu, in velja za pravilno skladiščne izdelek ■ Uporabljene rokavicezavržite v skladu z ustreznimi predpisi o odstranjevanju.

GR

Δήλωση συμμόρφωσης στο www.reflexox.com
■ Εξοπλισμός γάντια νιτρίλου ■ Μη αποστειρωμένοι, χωρίς powder ■ Σχήμα: πέντε δάχτυλα,αμφεχέρως ■ Μεγεθές 6-10 ■ Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το φύλλο ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το γάντι.

ΠΡΟΦΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

- Γάντια πολυαιθιλέν γάντια για την προστασία των χεριών και/ή των χειριζόμενων προϊόντων γάντια ■ Αυτές οι πληροφορίες δεν αντανακλούν την πραγματική διάρκεια της προστασίας στο χώρο εργασίας κατά τη διασπορά ή μετακίνηση μολυσμένων και καθαρισμένων προϊόντων ■ Αυτές οι πληροφορίες δεν δηλώνουν ότι έχει αξιολογηθεί η πραγματική αντίσταση στα χημικά προϊόντα έχει αξιολογηθεί κάποιου εργασιακού συνθήκες από δείγματα του λαμβινώμενου από την παλάμη μόνο (εκτός από τις περιπτώσεις όπου το γάντι είναι το μέγιστο 400 mm - όπου ελέγχεται επίσης η μανσέτα) και αφορά μόνο το χημικό προϊόν που έχει ελεγχθεί. Μπορεί να είναι διαφορετική εάν η χημική αλληλεπίδραση σε κάποιο μέγιστο ■ Συνιστάται να ελέγξετε ότι τα γάντια είναι κατάλληλα για την προβλεπόμενη χρήση επειδή συνθήκες στον χώρο εργασίας μπορεί να διαφέρουν από τον ελεγχό τύπου αναλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την φθορά ■ Όταν χρησιμοποιούνται, τα προστατευτικά γάντια ενδεδειγμένα να παρέχονται καλύτερη αντίσταση στην επικοινωνία χημικά ουσιών λόγω της αυξημένης ευκαμψίας, ανοικτότητας, του πλάτους, η τριβή, η φθορά, που προκαλούν από την επαφή με τη χημική ουσία που χειρίζεται ή μετακινείται το χημικό της πραγματικής χρήσης. Για τη διασφάλιση χημικής ουσιών φθορά μπορεί να είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που θα πρέπει να εξετάσει κανείς κατά τη φρεσολογία των

ανθεκτικών σε χημικές ουσιές γάντιων ■ Πριν από τη χρήση, ελέγξτε τα γάντια για οποιοδήποτε ελάττωμα ή σπάει ■ Η αντίσταση στη διάσωση έχει αξιολογηθεί σε εργασιακές συνθήκες και αφορά μόνο το δοκιμαζόμενο δείγμα ■ Donning - Κρατήστε το γάντι από τη χάρη με το ένα χέρι. Ευθυγραμμίστε τον αντίχειρα με το άλλο χέρι αντίχειρα και ούρετε το χέρι σας στο γάντι. Είναι δάχτυλο σε κάθε δάχτυλο γάντιων. Τραβήξτε από την παλάμη του γάντιου για να ταίριαξε. Φορέστε το άλλο γάντι με την ίδια διαδικασία ■ Doffing - Κρατήστε τη γάντι και τραβήξτε προς το δάχτυλο μέχρι το γάντι να βγει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

- Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, να το δοκιμάσετε σε πραγματικές συνθήκες χρήσης ■ Το γάντι είναι μια συσκευή υπόκειται σε φθορά, έτσι σιχαίνονται αντικατάσταση συστατικά και σε όλες τις περιπτώσεις όπου παρατηρούνται σπάει ■ Να φοράτε γάντια με στεγνά, καθαρά χέρια ■ Ξεπλύνετε τα χέρια με σαπούνι και νερό μετά τη χρήση ■ Αποβληθείτε τη χρήση και αποβληθείτε γάντιο ■ Ο χρήστης πρέπει να ενημερωθεί, να κατανοήσει και να τηρείται η αρχή για ενδεδειγμένα ατυχήματα κατά τον συνθήκες κατά τη χρήση του μέσου.

ΛΠΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΓΡΗΨΗ ΤΩΝ FANTION

- Αποθηκεύστε τα γάντια στην αρχική τους συσκευασία, σε όλη τη διάρκεια ■ Ήν εκθέτετε το προϊόν οσμώσετο ήλιο και πηλές θερμοτήτων ■ Η ημερομηνία λήξης είναι 3 έτη από την ημερομηνία κατασκευής που αναγράφεται στην εμπορική συσκευασία, και ισχύει για το προϊόν που αποθηκεύεται σωστά ■ Αποφύγετε τη χρησιμοποιούμενα γάντια σύμφωνα με τον σχετικό κανονισμό απόρριψης.

PL

Deklaracja zgodności na www.reflexox.com
■ Badanie jednorazowe rękawiczek nitrilowych ■ bezpyłkowa, niesterylizowana ■ Rozmiar: 6-10 ■ Kształt: pięciopalcowa, obustronna ■ Należy uważnie zapoznać się z niniejszą INSTRUKCJĄ przed użyciem rękawiczek.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA

- Wielofunkcyjna rękawiczka chroniąca dłoń i ■ Informacje użytkownika produktu, może być również używana do ogólnych zastosowań. ■ Należy te nie odzwierciedlają rzeczywistego czasuochrony w miejscu pracy i rozróżnienia między mieszaninami a czystymi chemikaliami. ■ Niniejsza informacja nie odzwierciedla rzeczywistej odporności chemicznej, która została oceniona w warunkach laboratoryjnych wyłącznie na podstawie próbek pobranych z dłoni (z wyjątkiem przypadków, gdy długość rękawicy jest równa lub większa niż 400 mm – w takim wypadku została przebadana również mankieta) i odnosi się wyłącznie do badanych chemicznie próbek. Odporność może się różnić w zależności od tego, czy substancja chemiczna jest stosowana w mieszaninie. ■ Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do przewidzianego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od próby typu w zależności od temperatury, ściernia i idey dłoń. ■ Użytkownicy ochronne są mniej odporne na niebezpieczne substancje chemiczne ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, drgania, tarcie, degradacja spowodowana kontaktem chemicznym itp. mogą znacznie skrócić rzeczywisty czas użytkowania. W przypadku substancji chemicznych powodujących korozję degradacja jest najniebezpieczniejszym, który powinien być brany pod uwagę przy doborze rękawic chroniących przed substancjami chemicznymi. ■ Przed użyciem należy sprawdzić rękawice pod kątem ewentualnych uszkodzeń lub wad. ■ Odporność na penetrację została oceniona w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do badanej próbki ■ Zakładanie - Przytrzymaj rękawicę jedną ręką za stopkę. Dopasuj kciuk rękawicy do kciuka drugiej ręki i wsuń dłoń do rękawicy, po jednym palcu w każdą dłoń rękawicy. Pojajcie za dłoń rękawicy, aby uzyskać dobre dopasowanie. Załóż drugą rękawicę w ten sam sposób. ■ Zdejmowanie - Przytrzymaj stopkę rękawicy i pociągnij w kierunku palca, aż rękawica się zdejmie.

OSTRZEŻENIE

- Przed użyciem produktu należy wypróbować go w warunkach rzeczywistych ■ Rękawica jest urządzeniem narzonym na zużycie, dlatego zaleca się częsta wymianę i we wszystkich przypadkach, w których obserwuje się niedoskonałości ■ Nośnik rękawic z suchymi, czystymi rękami ■ W rzadkich przypadkach przejściowe mogą wystąpić reakcje skórne i reakcje nadwrażliwości ■ W przypadku reakcji należy przerwać stosowanie i skonsultować się z lekarzem ■ Użytkownik jest zobowiązany do poinformowania producenta oraz właściwych organów o wszelkich wypadkach, do których doszło podczas używania wyrobu.

PRZECHOWYWANIE I UTYLIZACJA RĘKAWIC

- Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w suchym miejscu. ■ Nie wystawiać nabezpośrednie działanie promieni słonecznych i źródeł ciepła. ■ Termin ważności wynosi 3 lata od daty produkcji podanej na opakowaniu jednostkowym i jest ważny dla produktu właściwie przechowywanego ■ Użytkownicy należy utylizować zgodnie z odpowiednimi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.

RO

Declaratie de conformitate pe www.reflexox.com

■ mână din nitril, de unic folosință, pentru examinare ■ fără pulbere, nesteril ■ Formă: ambidextră, cincidegete ■ Mărimi: 6-10 ■ Inainte de utilizare, va rugăm să citiți cu atenție aceste INFORMAȚII DE UTILIZARE

SFATURI DE UTILIZARE

- Mâni multifuncționale pentru a proteja mâna și/sau produsul manipulat; pot fi folosite și pentru funcții generale ■ Aceste informații nu reflectă durata efectivă de protecție la locul de muncă sau diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure. ■ Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator din probele preluate numai din palmă (cu excepția cazurilor în care mânăseste egală sau mare de 400 mm - și în cazul testării manșetei) și se referă numai la substanța chimică testată. Situația poate fi diferită dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec. ■ Vă recomandăm să vă asigurați că mânușile sunt potrivite pentru utilizarea dorită, deoarece condițiile reale de muncă pot să difere față de situația testată, în funcție de temperatură, abur și stadiul deteriorării. ■ Pe durata utilizării, mânușile de protecție pot avea o rezistență mai mică lasubstanța chimică periculoasă, din cauza modificărilor proprietăților fizice. Miscările, intinderea, frecarea, deteriorarea etc. cauzate de contact chimic, pot reduce în mod semnificativ timpul efectiv de utilizare. În cazul substanțelor chimice corozive, deteriorarea poate fi cel mai important factor deluat în considerare. ■ Alegerea mânușilor rezistente la substanțe chimice ■ Inainte de utilizare, asigurați-vă că mânușile nu prezintă defecte sau imperfecțiuni. ■ Testați la penetrare a fost stabilită în condiții de laborator și se referă doar la specimenul rezistent ■ Imbrăcarea - Tineti mânăse de margele cu o mână. Alinați degetul mare al mânușii cu celălalt degetul mare și glisați mâna în mânușă, cu un deget în fiecare deget al mânușii. Trageți de palma mânușii pentru a va potvni bine. Dacă realitate mânăse prin accesul procedură. ■ Deșeurare - Tineti mânăse mânușii și trageți spre deget până când mânăse se desprinde.

AVERTIZĂRI

- Inainte de a utiliza produsul, încercați-l în condițiile reale de folosință ■ Dispozitivul poate avea o durată de viață mai scurtă decât cea indicată în orice caz, înlocuirea este de imperfecțiuni. ■ Purtați mânușile pe mâinile uscate și curate. ■ În anumite cazuri pot apărea reacții cutanate temporare și hipersensibilitate ■ În cazul unei reacții, interzicute utilizarea și consultați un medic ■ Utilizatorul trebuie să semnaleze producătorului și autorității competente eventualele incidente aparute pe parcursul utilizării echipamentului.

STOCAREA ȘI ELIMINAREA

- Depozitați mânușile în ambalajul original, într-un loc uscat. ■ Nu expuneți la lumina directă soarelui și la sursele de căldură. ■ Termenul de valabilitate este de 3 ani de la data fabricării/indicată pe ambalaj și este valabil pentru produsele stocate corect. ■ Eliminați produsul/respectând reglementările locale.